

Manipulateur d'appel de chambre avec prise auto-éjectable



Description

Manipulateur d'appel de chambre connecté sur l'unité d'appel radio de chambre muni d'une prise manipulateur auto-éjectable.

- ◇ Ce dispositif d'appel pour patient incorpore un large bouton rouge d'appel, ceux-ci sont agréables au toucher et clairement identifiés par la couleur et/ou des symboles infirmières indiquant leur fonction ;
- ◇ Les manipulateurs INTER/F@SSE sont étanches, démontables et permettent un nettoyage et une désinfection totale par immersion ;
- ◇ La faculté de la prise manipulateur auto-éjectable élimine les dommages aux prises et aux câbles par arrachement, déconnexion lorsqu'une tension excessive est exercée sur le câble du manipulateur ;
- ◇ Manipulateur équipé d'une petite pince de fixation à un vêtement ou à un drap pour son maintien à portée de main en toute circonstance ; le patient dispose ainsi plus facilement de son manipulateur d'appel ;
- ◇ Câble surmoulé souple et résistant.

A noter

Tous les éléments plastique des dispositifs d'appel de chambre sont démontables, nettoyables et désinfectables par immersion.

Chaque élément de ce dispositif fait partie du tarif pièces détachées.

Caractéristiques techniques

Boîtier	Plastique ABS, blanc/gris
Dimensions	75 x 34 x 17 mm
Poids	20 g
Raccordement	Sur connecteur auto-éjectable
Longueur du cordon	Câble 1,5 mètres
Équipement	Pince câble (Pince drap, vêtement)
Standards et certification	IP67
Caractéristique	Interchangeabilité totale

